

# Aplikacja VTK 3D

Dokumentacja - Informatyka Medyczna

Michał Maksoń, Anna Banaszak

## 1. O aplikacji

Aplikacja została wykonana jako aplikacja desktopowa przy wykorzystaniu PyQt5. Klasy należące do PyQt można poznać po charakterystycznej nazwie zaczynającej się od Q.


### 1.1. Vtk3dApp

Główną klasą aplikacji jest `Vtk3dApp`, odpowiada ona za uruchomienie aplikacji i jest jej głównym oknem, co otrzymuje poprzez dziedziczenie z `QMainWindow`. Uruchomienie aplikacji odbywa się poprzez stworzenie obiektu tej klasy i wywołanie na nim metody `show()`.


To w tej klasie znajduje się logika odpowiedzialna za wygląd aplikacji oraz rozłożenie poszczególnych komponentów aplikacji.

W skład komponentów rozmieszczonych na głównym oknie można zaliczyć:

- podokna z wyświetlaną wizualizacją (subwindow)



- toolbar z przyciskiem do ładowania danych, wyboru liczby okien (1, 2, 4, 6, 8), opcją synchronizacji okien oraz sliderami obsługującymi poszczególne funkcjonalności w subwindow



subwindow, stworzone jako `QGridLayout` umieszczone w oknie `QFrame` ustawiane są jako "CentralWidget", czyli główny widget aplikacji. W przypadku subwindow konieczna jest obsługa inicjalizacji początkowych danych oraz reakcji na zmianę danych. Implementacja znajduje się w metodach:

```
Vtk3dApp.MainWindow.init_subwindows
Vtk3dApp.MainWindow.re_init_subwindows
```


Toolbar natomiast jest gotową funkcjonalnością głównego okna aplikacji PyQt. Logika odpowiedzialna za obsługę tool bara znajduje się w metodach:

```
Vtk3dApp.MainWindow.create_tool_bar
Vtk3dApp.MainWindow.refresh_tool_bar
Vtk3dApp.MainWindow.remove_tool_bar
```


`refresh_tool_bar` - powinien być wywołany przy każdej zmianie akcji przypisanej do subwindow lub zmiany liczby subwindow aby wyrenderować odpowiednie slidery odpowiadające nowej akcji.

Ładowanie danych do aplikacji odbywa się poprzez wykorzystanie gotowej funkcjonalności PyQt o nazwie `QFileDialog`. Jest ona uruchamiana jako callback dla przycisku w metodzie:


```
Vtk3dApp.MainWindow.open_file_dialog
```



Po naciśnięciu przycisku pojawia się modal, w którym należy wybrać folder przechowujący serie DICOMowe.




Po zmianie danych wszystkie subwindow powinny wrócić do stanu oczekiwania na wybranie funkcjonalności. To samo dotyczy znajdującego się po lewej stronie toolbaru.




Synchronizacja subwindow za pomocą checkboxu w toolbarze działa na zasadzie wzorca Observer i wysyłaniu notyfikacji o obrocie obiektu. Wykonane zostało to przy użyciu observera udostępnionego przez Vtk.

Implementacja znajduje się w metodzie

`Vtk3dApp.MainWindow.on_checkbox_change`



Zaznaczenie checkboxa skutkuje synchronizacją i ustawieniem identycznej perspektywy na każdym z okien.



## 2. vtk\_utils

Moduł podzielony na mniejsze - dedykowane odpowiednim akcjom. Każdy z nich zawiera funkcje implementujące pojedyncze działania na bibliotece VTK.

### 3. Widgets

W skład zaimplementowanych przez nas widgetów wchodzi: Slider, SubWindow oraz ToolBarWidgets, ToolBar a także HWidgets.

#### 3.1. Slider

Do implementacji Slidera wykorzystaliśmy obiekt `QSlider`. Callback przypisany do zdarzenia upuszczenia slidera ustawiany jest przy użyciu funkcji:


`slider.valueChanged` i `slider.sliderReleased`.

`slider.valueChanged` - służy do ciągłego monitorowania wartości w labelce po prawej stronie.

`slider.sliderReleased` - służy zaktualizowania odpowiedniej wartości na renderowanym obrazie.

Zmienna `scale` służy skalowaniu wartości ustawionej na sliderze (`QSlider` nie pozwala na ustawienie zakresu wartości np 0-1 i niezbędne jest ustawienie przykładowo zakresu 0-100 i `scale` 0.01)

Możliwe jest także ustawienie labelki po lewej stronie slidera, która domyślnie nie występuje.



#### 3.2. SubWindow

W tym module zdefiniowane są dostępne opcje wizualizacji danych umieszczone w słowniku `actions`. Kluczem jest nazwa pod jaką akcja będzie występować w aplikacji a wartością referencja klasy z implementacją.


Obiekt `SubWindow` zawiera:

`ToolBarWidgets` - kolekcję widgetów do interakcji w wyświetlanym obrazem,

`combo` - combobox to wyboru akcji przypisanej do subwindow,

`checkbox` - checkbox do możliwości włączenia pomiaru odległości między dwoma punktami,

`vtk_widget` czyli `QVTKRenderWindowInteractor` - obiekt udostępniający interaktor, który pozwala na komunikację VTK <-> PyQt.



Aby umożliwić wyświetlanie wybranej wizualizacji skojarzonej z akcją należy wybrać i zainicjalizować odpowiedni obiekt Action. Renderer obiektu Action powinien zostać ustawiony jako Renderer w Render Window danego subwindow

```
(self.vtk_widget.GetRenderWindow()).AddRenderer(self.action.renderer)).
```

### 3.3. ToolBarWidgets

Mowa tutaj o widgetach dedykowanym konkretnym akcjom uruchomionym wewnątrz subwindow. Jest to zwykły obiekt zawierający kolekcję widgetów PyQt, w szczególności QLabel i QFrame oraz odpowiednie slidery pochodzące z obiektu akcji. Każdorazowo przy zmianie akcji należy wywołać `ToolBarWidgets.set_up_action.`

Toolbar służy do wybrania funkcjonalności jaka ma być reprezentowana poprzez dane Subwindow. Udostępnia również funkcjonalność pomiaru - "measure".

### 3.4. ToolBar

Obiekt implementujący LeftToolBar w MainWindow. Do jego inicjalizacji niezbędne są callbacki do widgetów, które są w nim umieszczone oraz lista subwindow.

### 3.5. HWidgets

Obiekt dziedziczący po QWidget służący do horyzontalnej kompozycji kilku widgetów.

## 4. Actions

Actions to obiekty odpowiadające za reprezentację funkcjonalności medycznych. Każdy z aktualnie obecnych obiektów Action być inicjalizowany zmienną `path` wskazującą na lokalizację danych, `iren` - interaktorem pozwalającym na komunikację z interfejsem użytkownika oraz `measurement_on` informującą o stanie checkboxa measurement w danym subwindow. Obiekt Action powinien implementować sposób wizualizacji danych oraz posiadać pola `renderer` - niezbędny do renderowania obrazu po stronie interfejsu oraz `widgets`, czyli kolekcję widgetów do umieszczenia w toolbarze.

### 4.1. Iso


Wizualizacja obrazu za pomocą izopowierzchni.

Działanie bazuje na należącym do VTK aktorze.

Aktor do działania potrzebuje:

- `vtkContourFilter`
- `vtkPolyDataMapper`

Następnie należy połączyć aktora z rendererem, na przykład poprzez metodę `get_renderer`



## 4.2. transfer\_fun

Implementacja funkcji transferu bazuje na aktorze `vtkVolume`.


Aktor operuje na piecewise function:  
`vtkPiecewiseFunction`  
oraz `vtkSmartVolumeMapper`



## 4.3. transfer\_mult\_point

Bogatszy odpowiednik funkcji transferu:

Umożliwia konfigurację 3 punktów i osiągniętych w nich wartości przez co umożliwia dokładniejsze odwzorowanie zachowania funkcji transferu.



## 4.4. skin\_cover

Funkcja służąca do obliczania obrysu skóry wybranych serii DICOM. Do działania wymagani są dwaj aktorzy:

- aktor odpowiedzialny za skórę (`skin_actor`)
- aktor odpowiedzialny za kontury (`outline_actor`)

Obaj aktorzy muszą zostać podłączeni do renderera, służy do tego funkcja `get_renderer_with_multiple_actors`

Do wydzielenia skóry służy funkcjonalność VTK:

`vtkFlyingEdges3D`

Analogicznie jak w poprzednich przykładach potrzebny jest `vtkPolyDataMapper` działający na otrzymanych danych.


Do wydzielenia konturów używane jest:

`vtkOutlineFilter`

którego rezultat przyjmuje również

`vtkPolyDataMapper`

Na bazie tych danych działa aktor do konturów będący instancją `vtkActor`





## 4.5. skin\_display

Funkcjonalność polegająca na prześwietlaniu zdjęcia i rzutowaniu go na trzy płaszczyzny. Płaszczyzny tworzone są w połowie danego wymiaru serii DICOMowej. Jako baza obliczeniową traktowana jest zdefiniowana paleta kolorów, poprzez którą definiujemy interesujące nas wartości. `vtkNamedColors`

Do poprawnego działania wymagani są aktorzy:

- aktor do wykrycia konturów
- aktor do wykrycia skóry
- aktor do wykrycia kości
- 3 aktorów służących do tworzenia odpowiednich płaszczyzn.

Aktorzy do wykrywania skóry oraz do wykrywania konturów zostali już omówieni w poprzednich funkcjonalnościach.

Jedyna różnica polega na konieczności usuwania wykrywanych obiektów zamiast wyświetlania ich.

Służy ku temu `vtkStripper`

Aktor odpowiedzialny za wykrywanie kości działa na zasadzie identycznej do aktora wykrywającego skórę. Różni się jedynie konfiguracją tj. szukanymi wartościami oraz kolorem wykrywanych obiektów. VTK klasyfikuje kości jako kolor `'Ivory'`.

Aktorzy tworzący płaszczyzny operują na zdefiniowanych `'lookup_table'` trzymających wartości konfigurujące płaszczyzny.

Aktor będący instancją `vtkImageActor` potrzebuje `vtkImageMapToColors` przechowującego odpowiedni `lookup_table`. Wymagane jest również skonfigurowanie wymiarów w każdej płaszczyźnie poprzez funkcję `SetDisplayExtent` przyjmującej początek oraz koniec płaszczyzny w każdym wymiarze.

Wartości dobierane są tak, aby płaszczyzny znajdowały się w środku poszczególnych wymiarów. Dwa wymiary można łatwo zdefiniować poprzez pobranie rozmiarów DICOMowych zdjęć 2D. Trzeci wymiar odnosi się do ilości zdjęć w danej serii DICOMowej.

